

QUADTRO SELECT® COUSSIN



HIGH PROFILE®



LOW PROFILE®

POSITIONNEMENT

Le coussin QUADTRO SELECT® permet un positionnement rapide et simple pour chaque utilisateur sans devoir se transférer dans/hors de la chaise. En pressant sur le bouton dans la phase ouverte (vert), le coussin peut être adapté à la position assise de l'utilisateur. Lorsque la bonne position est trouvée, on peut la fixer par une deuxième 'pression sur le bouton', cette fois-ci dans la phase fermée (rouge).

PROTECTION DE LA PEAU

Basée sur plus de 35 ans d'expérience et de recherche, la technologie brevetée ROHO® DRY FLOATATION® offre des résultats inégalés et soutient de façon optimale la circulation du sang dans la peau parce qu'elle ne déforme pas les tissus et suit exactement tous les mouvements.

STABILITE

Le coussin QUADTRO SELECT offre un nouveau concept de stabilité qui n'a jamais été atteint avec un coussin à air. La stabilité est améliorée par l'emprisonnement de l'air dans quatre compartiments par l'ISOFLO Memory Control®. L'air circule dans chaque compartiment, et non plus dans tout le coussin, ce qui limite les mouvements d'instabilité latérale et avant/arrière.

CONFORT

Toutes les adaptations de position peuvent être réalisées pendant que l'utilisateur est assis sur son coussin et sans qu'il doive se transférer dans/hors de sa chaise. De plus le coussin permet des changements de position sélectifs et progressifs pendant la journée, lorsqu'une activité en particulier l'exigerait.

Le coussin QUADTRO SELECT introduit un nouveau standard dans le monde de l'assise dans un fauteuil roulant. Par une simple pression sur le bouton, chaque utilisateur profitera d'une adaptation personnalisée.

L'ISOFLO Memory Control révolutionnaire, offre un Shape Fitting Technology® unique, pour amélioration de la fonctionnalité, pendant que l'utilisateur est assis sur le coussin. Par son adaptation simplifiée et la stabilité intégrée, vous ne devrez plus sacrifier une protection maximale de la peau pour obtenir une stabilité, un bon positionnement et du confort.

Le coussin QUADTRO SELECT fait tout cela !

ISOFLO Memory Control®



Lorsque l'ISOFLO Memory Control est **OUVERT**, l'air circule librement dans le coussin QUADTRO SELECT.

Le coussin peut être adapté à la position assise de l'utilisateur.



Lorsque l'ISOFLO Memory Control est **FERME**, l'air est emprisonné dans chaque quadrant et vous garde dans la position souhaitée.

Une fois la bonne position trouvée, celle-ci peut être fixée.

Adaptations

Le coussin **QUADTRO SELECT HIGH PROFILE®** (10 cm) est le plus approprié pour les utilisateurs :

- qui ont besoin d'une protection maximale de la peau
- avec une position asymétrique
- qui ont besoin d'une correction progressive de la position assise
- qui demandent beaucoup de soutien
- avec peu d'équilibre
- en fauteuil roulant avec assise basculante et/ou dossier réglable
- qui ont un diagnostic/une pathologie qui peut influencer la position d'assise dans le temps (scoliose, MS, dystrophie musculaire, spina bifida, ...)
- qui ont un risque élevé d'escarres:
 - sans sensibilité
 - avec des escarres
 - avec des antécédents d'escarres
 - avec des os très saillants (très maigres)
 - et qui sont corpulents
 - et qui ont une mobilité réduite

Le coussin **QUADTRO SELECT LOW PROFILE®** (5 cm) est le plus approprié pour les utilisateurs :

- avec une position d'assise asymétrique
- avec peu d'équilibre
- qui trottinent (hémiparésie, MS, ...)
- avec un risque d'escarres:
 - risque moyen ou haut à élevé d'escarres
 - pas ou peu de sensibilité
 - utilisateurs à mobilité réduite mais transferts autonomes

Après adaptation correcte du coussin ($\pm 1,5$ cm entre l'os le plus bas (sacrum) et la base du coussin), il n'y a pas de différence de hauteur entre les coussins HIGH PROFILE et LOW PROFILE.

Spécifications

Comprend:

Coussin QUADTRO SELECT, housse élastique, pompe, jeu de réparation et mode d'emploi

Matériaux:

Caoutchouc néoprène ininflammable

Dimensions:

HIGH PROFILE: largeur de siège de 30 jusqu'à 61 cm

LOW PROFILE: largeur de siège de 30 jusqu'à 51 cm

Poids:

HIGH PROFILE: environ 1,7 kg

LOW PROFILE: environ 1,4 kg

Garantie:

36 mois garantie usine, limitée

Charge maximale:

Pas de charge maximale

Caractéristiques & avantages

Adaptable:

S'adapte et épouse les formes de votre corps. Convient pour les besoins d'assise spécifiques et des formes de corps uniques.

Lavable:

Le coussin se nettoie aisément avec de l'eau et du savon. La housse peut être lavée en machine.

Réparable:

Le coussin est réparable.

Ventilation:

Des alvéoles d'air séparées permettent à l'air de circuler et d'atteindre la peau, ce qui offre un environnement frais.

Hypoallergénique:

Le coussin est fabriqué en matériau hypoallergénique. (ne contient pas de latex !)