

Invacare® | **Birdie® & Birdie® Compact**



La liberté d'associer le confort au transport

Avec un maximum d'espace pour l'utilisateur, la gamme de lève-personnes **Birdie** propose un système de levage et de transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol.

Ces lève-personnes sont conçus pour un pliage / dépliage en toute simplicité, sans outils. Ils peuvent être démontés en 2 parties, toujours sans outils.

Le **Birdie Compact** convient pour un usage à domicile : pieds raccourcis (poids maxi utilisateur 150 kg). Le **Birdie** convient davantage pour un usage en collectivité (poids maxi utilisateur 180 kg).



Yes, you can.®



Qualité et Fiabilité

Les lève-personnes **Birdie Family** ont été conçus avec des matériaux robustes, conformément à la norme EN NF 10535 pour vous garantir un maximum de sécurité lors des transferts.

Faciles à transporter !

Les lève-personnes **Birdie Family** se plient et se démontent sans outils et sans efforts. Le système 'Snap lock' est unique avec le verrouillage automatique du mât, ainsi que sa goupille aimantée qui assure une sécurité optimale au patient et au soignant. En position pliée, ils peuvent être déplacés simplement sur les roues ou stockés verticalement ; ils sont démontables en 2 parties sans outils.

Un confort unique

Les lève-personnes **Birdie Family** ont été conçus avec un système de levage innovant par translation qui permet d'augmenter l'espace pour le patient. L'amplitude de la flèche limite les risques de contact des genoux contre le vérin. La rotation du fléau à 360° permet d'orienter le patient facilement lors des transferts et de le positionner correctement au fauteuil

ou au lit. L'écartement des pieds facilite le transfert pour le soignant. Un choix de fléaux à démontage rapide en plusieurs tailles (jusqu'à 550 mm) en 2 ou 4 points est proposé pour définir la dimension du fléau en fonction de la morphologie du patient. Les lève-personnes **Birdie Family** permettent le ramassages au sol.

Caractéristiques et Options



Amplitude de la flèche

Limite le risque de contact des genoux contre le vérin.



Facile à plier et à stocker

Le pliage facilite le stockage et le transport. Se plie, se démonte en toute sécurité. (Snap Lock)



Snap lock

Verrouillage automatique pour une sécurité optimale.



Bouton d'arrêt d'urgence pour descente automatique, chargeur intégré.

Caractéristiques et Options



Ecartement manuel des pieds
Ecartement facile à ajuster grâce à une large pédale.



Levier d'écartement manuel des pieds pour Birdie ou Birdie Compact
En option.
Ref : 1510505-9006.



Mousqueton de sécurité du verrouillage du fléau
Permet d'interchanger le fléau en fonction des besoins et en conservant un maximum de sécurité.



Roues
Roues de diamètre 100 mm pour un meilleur roulement avec une large pédale de freinage.



Télécommande Linak HB30
Plus solide, plus design, plus ergonomique à l'utilisateur, revêtement anti-dérapant.



Poignée de guidage ergonomique et télécommande aimantée
Facilité d'utilisation et de manipulation du lève-personnes.



Birdie avec piètement électrique
Ref : 3000500.E1D00-0125.



Fléau à démontage rapide 2 points
Facile à monter et à démonter : Disponible en accessoire en longueurs 450 mm et 550 mm.














Système de pesée
Simple à accrocher et à décrocher. Jusqu'à 200 kg. NF EN 45501.
Ref : 1513627 (non étalonnable),
Ref : 1518105 (Classe III médicale).



Fléau à démontage rapide 4 points
Facile à monter et à démonter : Disponible en accessoire en longueurs 450 mm et 550 mm.

Caractéristiques techniques

						
Birdie	1150 mm	655 mm	42 kg	465 - 1685 mm	100 mm	1040 mm
Birdie Compact	1000 mm	530 mm	36 kg	515 - 1585 mm	100 mm	890 mm

					
Birdie	180 kg	40 cycles	2,9 Ah, Charge 3-4h	1400 mm	100 mm
Birdie Compact	150 kg	40 cycles	2,9 Ah, Charge 3-4h	1070 mm	100 mm

Coloris



Gris clair / gris foncé

Normes
NF EN 10535
NF EN 14971

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium
 Tel. + 32 (0)50 - 83 10 10
 Fax. + 32 (0)50 - 83 10 11
 Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2014 Invacare International Sàrl
 Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Birdie & Birdie Compact - BE-FR - 05/2014



Yes, you can.®