

MATELAS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

ALOVATM

Monobloc, Multiportance, à décharge talonnière



DÉCHARGE TALONNIÈRE INTÉGRÉE

- **Performance** : abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.
- **Efficacité** : amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée.
- **Sécurité** : réduction à minima du risque de contamination croisée par une protection intégrale techniquement éprouvée.
- **Confort** : accompagnement des mouvements du corps.



Matelas monobloc à décharge talonnière



• Multiportance



Souple Ferme Médium




Surmatelas mousse viscoélastique $\geq 75 \text{ kg/m}^3$

Base Mousse Haute Résilience (HR)


Décharge talonnière intégrée



• **Réduction optimale des pressions en regard des zones à risque** grâce à la proclive du segment jambier, associée à la multiportance du matelassé ALOVA.
Exemple : répartition de pressions au niveau du talon chez un patient de 1,76 m et 70 kg (Unité : mm de Hg).



Matelassé SANS proclive talonnière.



Matelassé ALOVA monobloc multiportance AVEC proclive talonnière.

PALETTE BOX



- **Pratique** : les matelassés sont prêts à l'emploi.
- **Écologique** : réduit le volume des déchets.
- **Conditionnement** : roulé comprimé par 5 sur palette.

ROULÉ COMPRIMÉ (RC)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE SELON PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT			DIMENSIONS (cm)	POIDS PATIENT	NORMES FEU	MASSE VOLUMIQUE NETTE
	CARTON	PALETTE BOX	ROULÉ COMPRIMÉ				
ALOVA DT monobloc multiportance, housse Promust PU*	VMA62C-HIP	VMA62-HIP (par 10)	VMA62RC1-HIP (unitaire) VMA62RC-HIP (par 5)	195 x 88 x 14	30 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEN D I 90 classe D	Mousse viscoélastique $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
	—	VMA63-HIP-BOX (par 10)	—		30 à 150 Kg		
ALOVA DT monobloc multiportance, housse Promust PU HD*	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3 (par 10)	—		30 à 120 kg		
	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX (par 10)	—		30 à 150 kg		
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX (par 10)	—		30 à 180 kg		
ALOVA DT monobloc multiportance, housse soudée CIC	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX (par 10)	—		30 à 150 Kg		
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX (par 10)	—	30 à 180 kg			

Entretien : Promust PU (HD)
Promust CIC



Disponible en versions VMA63RC-HIPH et VMA64RC-HIPH (par 5)

Garantie 3 ans.
En collectivité, la protection est garantie 1 an.

ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare – 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – E-mail : contact@askle.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques
Photos non contractuelles - Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

